

Кроличья Поликлональная Антитело Против Aldh6A1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q02252

Артикул: CM0025160



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против ALDH6A1, валидированная для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Обнаруживает митохондриальную метилмалонат-семиальдегиддегидрогеназу, участвующую в катаболизме валина и тимины.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH6A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MMSDH; MMSADHA; ALDH6A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4329
ID гена	4329
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 326-535 человеческого ALDH6A1 (NP_005580.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02252
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	С ледяным пакетом