


Моноклональное Антитело Против Aldh7A1 Для Вб, Ифа - P49419

Артикул: CM0002033



введение

Кроличье моноклональное антитело против ALDH7A1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает ALDH7A1 человека и мыши — многофункциональную альдегиддегидрогеназу, участвующую в защите от окислительного стресса, катаболизме лизина и ингибировании ферроптоза. Идеально подходит для исследований в области онкологии и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH7A1 кроличье мкАнт
Примечания/синонимы	EPD; PDE; ATQ1; ALDH7A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	501
ID гена	501
Иммуноген	Синтетический пептид. Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 ALDH7A1 человека (P49419).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P49419
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Холодовой пакет