


Поликлональное Антитело Anti-Aldoa Для Wb, If/Icc, Elisa - P04075

Артикул: CM0014590



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ALDOA, валидированное для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Распознает ALDOA человека, мыши и крысы. Подходит для исследований гликолиза и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против ALDOA
Примечания/псевдонимы	ALDA; GSD12; HEL-S-87p; ALDOA
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	226
Идентификатор гена	226
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-348 человеческого ALDOA (NP_908930.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04075
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом