


Кроличья Моноклональная Антитела Против Aldoa Для Wb, IHC-P, Ифа — P04075

Артикул: CM0003459



введение

Высокоаффинная кроличья моноклональная антитела против ALDOA, подходящая для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА. Направлена на человеческую ALDOA (P04075), перекрестно реагирует с мышиными и крысиными ортологами. Идеально подходит для исследований гликолиза и глюконеогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDOA, кроличья мкАт
Примечания/алиасы	ALDA; GSD12; HEL-S-87p; ALDOA
Вид	Человек
ID гена (человек)	226
ID гена	226
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческой альдолазы (P04075).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04075
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Холодильный пакет