


Кроличья Поликлональная Антитела Против Aldob Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P05062

Артикул: CM0025061



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против ALDOB, валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Распознают ALDOB человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований гликолиза, глюконеогенеза и опухолевых супрессоров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDOB Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ALDB; ALDO2; ALDOB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	229
GeneID	229
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого ALDOB (NP_000026.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05062
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом