

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Alg1 Для Вб, Ифа - Q9Bt22

Артикул: CM0029607

### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ALG1 — ключевой манозилтрансферазы в N-гликозилировании. Валидировано для ВБ и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области гликобиологии и врожденных заболеваний.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Спецификация                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ALG1 Rabbit pAb                                                                                                      |
| Примечания/алиасы         | HMT1; MT-1; CDG1K; HMAT1; HMT-1; Mat-1; hMat-1; ALG1                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                              |
| ID гена (человек)         | 56052                                                                                                                |
| ID гена                   | 56052                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 215–464 человеческого ALG1 (NP_061982.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                              |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                 |
| SWISS                     | Q9BT22                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 53 кДа                                                                                                               |
| Доставка                  | Холодопак                                                                                                            |