

Кроличья Поликлональная Антитела Против Alg13 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Np73

Артикул: CM0023999

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ALG13, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектируют эндогенный ALG13 (~126 кДа) в образцах человека и мыши. Подходят для изучения N-гликозилирования, врожденных нарушений гликозилирования и функции эндоплазматического ретикулума.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALG13 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CDG1S; DEE36; EIEE36; MDS031; TDRD13; CXorf45; GLT28D1; YGL047W; ALG13
Вид	Человек
GeneID (человек)	79868
GeneID	79868
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-167 человеческого ALG13 (NP_001311219.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NP73
Молекулярная масса белка	126 кДа
Доставка	В пакете со льдом