

Поликлональное Антитело Anti-Alg2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q9H553

Артикул: CM0028881

введение

ALG2 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленное на человеческий ALG2, маннозилтрансферазу, участвующую в N-гликозилировании; подходит для исследований нарушений гликозилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALG2 Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	CDG1I; CDGII; CMS14; NET38; CMSTA3; hALPG2; ALG2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	85365
ID гена	85365
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 197-416 человеческого ALG2 (NP_149078.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H553
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом