

Поликлональные Кроличьи Антитела К Alg5 Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа — Q9Y673

Артикул: CM0019939

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на ALG5, валидированы для применения в ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Обнаруживают эндогенный ALG5 в пробах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения биосинтеза олигосахаридов, связанных с долихолом, и путей N-гликозилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALG5 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PKD7; bA421P11.2; ALG5
Вид	Человек
ИД гена (человек)	29880
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-190 ALG5 человека (NP_037470.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y673
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодильный пакет