


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Alix / Pdcd6Ip Для Wb, If/Icc, Elisa — Q8Wum4

Артикул: CM0020201



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого ALIX/PDCD6IP, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сортировки эндосом, апоптоза и отпочковывания вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ALIX / PDCD6IP
Примечания/синонимы	AIP1; ALIX; HP95; DRIP4; MCPH29; ALIX / PDCD6IP
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10015
Идентификатор гена	10015
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–180 человеческого ALIX / PDCD6IP (NP_037506.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8WUM4
Молекулярная масса белка	96 кДа
Доставка	Хладагентный пакет