


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Alix Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Икц, Ип И Ифа - Q8Wum4

Артикул: CM0007199



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против ALIX, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИКЦ, ИП и ИФА. Взаимодействуют с ALIX человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований экзосом, эндоцитоза и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALIX Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AIP1; ALIX; HP95; DRIP4; MCPH29
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10015
GeneID	10015
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WUM4
Молекулярная масса белка	96кДа
Доставка	Сухой лед