

Поликлональные Антитела Против Alk Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Um73

Артикул: CM0017646



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против рецептора тирозинкиназы ALK человека (CD246). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA, реагируют с белками человека и мыши. Подходят для исследований в области нейробиологии, онкологии и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALK Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ALK1; CD246; NBLST3; ALK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	238
GeneID	238
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1521-1620 ALK человека (NP_004295.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UM73
Молекулярный вес белка	176кДа
Доставка	Сумка со льдом