

Моноклональное Антитело Кролика Против Alk Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Um73

Артикул: CM0004624



введение

Кроличье моноклональное антитело к тирозинкиназному рецептору ALK человека. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения сигнализации ALK при исследовании нервного развития и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALK кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	ALK1; CD246; NBLST3; ALK
Вид	Человек
ID гена (человек)	238
ID гена	238
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UM73
Молекулярная масса белка	176 кДа
Доставка	Холодовой пакет