

Анти-ALK Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Um73

Артикул: CM0030539



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого ALK, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на внутриклеточную киназную область (а.а. 1093–1411). Подходит для исследований в области онкологии и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALK кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	ALK1; CD246; NBLST3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	238
ID гена	238
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1093-1411 человеческого ALK (NP_004295.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UM73
Молекулярный вес белка	176кДа
Доставка	Сумка со льдом