


Антитело К Щелочной Фосфатазе (Alpl) (Кролик, Моноклональное) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P05186

Артикул: CM0002178



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого ALPL (P05186). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований скелетной минерализации и термогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Щелочная фосфатаза (ALPL), кролик mAb
Примечания/Псевдонимы	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Щелочная фосфатаза (ALPL)
Вид	Человек
ID гена	249
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческой щелочной фосфатазы (ALPL) (P05186)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05186
Молекулярный вес белка	57 кДа
Доставка	Ледяной пакет