


Антитела К Щелочной Фосфатазе (Alpl) (Кролик, Поликлональные) Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05186

Артикул: CM0017511



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческой щелочной фосфатазы (ALPL), валидированные для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований скелетной минерализации и термогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Щелочная фосфатаза (ALPL), кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Щелочная фосфатаза (ALPL)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	249
ID гена	249
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-260 человеческой щелочной фосфатазы (ALPL) (NP_000469.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05186
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом