


Кроличье Поликлональное Антитело Против Щелочной Фосфатазы (Alpl) Для Вб, Игк-П, Ифа - P05186

Артикул: CM0017856



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческой щелочной фосфатазе (ALPL) для Вестерн-блота, ИГК-П и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиной и крысиной ALPL. Идеально подходит для исследований минерализации скелета, биоминерализации и метаболизма витамина В6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Щелочная фосфатаза (ALPL), кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Alkaline Phosphatase (ALPL)
Вид	Человек
ID гена (человек)	249
ID гена	249
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 230-440 человеческой щелочной фосфатазы (ALPL) (NP_000469.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05186
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом