


## Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Alkbh1 Для Wb, Ip, Ihc-P, Elisa — Q13686

Артикул: CM0008567



### введение

Кроличье моноклональное антитело к ALKBH1 (Q13686), валидированное для WB, IP, IHC-P, ELISA. Распознаёт ALKBH1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований деметилирования тРНК/ДНК, репарации ДНК и митохондриальной трансляции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | Кроличье моноклональное антитело к ALKBH1                                                                                                  |
| Примечания/синонимы          | ABH; ABH1; alkb; hABH; ALKBH; ALKBH1                                                                                                       |
| Вид                          | Человек                                                                                                                                    |
| Идентификатор гена (человек) | 8846                                                                                                                                       |
| Идентификатор гена           | 8846                                                                                                                                       |
| Иммуноген                    | Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ALKBH1 (Q13686). |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                    | Моноклональные антитела                                                                                                                    |
| Применение                   | WB, IP, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Перекрёстная реактивность    | Человек, мышь, крыса                                                                                                                       |
| SWISS                        | Q13686                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка     | 44 кДа                                                                                                                                     |
| Условия транспортировки      | Пакет со льдом                                                                                                                             |