


Кроличьи Поликлональные Антитела К Alkbh1 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13686

Артикул: CM0013869



введение

Кроличьи поликлональные антитела к ALKBH1, валидированные для методов WB, IF/ICC, IP, ELISA на образцах человека и мыши. Мишенью является нуклеиновокислотная диоксигеназа ALKBH1 — ключевой фермент деметилирования тРНК и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела (pAb) к ALKBH1
Примечания/Синонимы	ABH; ABH1; alkb; hABH; ALKBH; ALKBH1
Вид	Человек
ID гена (человек)	8846
ID гена	8846
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-389 ALKBH1 человека (NP_006011.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q13686
Молекулярная масса белка	44 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом