

Поликлональные Антитела Против Alkbh3 Для Вб И Ифа - Q96Q83

Артикул: CM0029131



введение

Поликлональные кроличьи антитела против ALKBH3, валидированные для Вестерн-блота (ВБ) и ИФА, реагирующие с человеческим и мышиным белком. Нацелены на деметилазу ДНК/РНК ALKBH3, участвующую в репарации алкилированных нуклеотидов, идеально подходят для исследований в области эпигенетики и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALKBH3 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	ABH3, PCA1, DEPC1, hABH3, DEPC-1, ALKBH3
Вид	Человек
GeneID	221120
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-286 человеческого ALKBH3 (NP_631917.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96Q83
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодильный пакет