

Поликлональное Антитело Anti-Alkbh4 Для Wb, If/Icc - Q9Nxb9

Артикул: CM0014407

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на ALKBH4, диоксигеназу, деметилирующую актин и ДНК. Валидировано для WB и IF/ICC на образцах человека и мыши. Подходит для изучения цитокинеза и регуляции хроматина в исследованиях ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALKBH4 Rabbit pAb
Примечания/синоним	ABH4; ALKBH4
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	54784
Идентификатор гена	54784
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-302 человеческого ALKBH4 (NP_060091.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NXW9
Молекулярная масса белка	34 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом