


Поликлональное Антитело К Alkbh8 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q96Bt7

Артикул: CM0030839



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ALKBH8, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Распознает ALKBH8 человека, мыши и крысы, идеально подходит для изучения модификации тРНК и ответа на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALKBH8 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ABH8; TRM9; MRT71; TRMT9; TRMT9A; ALKBH8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	91801
GeneID	91801
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого ALKBH8 (NP_620130.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96BT7
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом