


Поликлональные Антитела Против Alox12 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P18054

Артикул: CM0015018



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому ALOX12 (12-липоксигеназа). Валидированы для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Обнаруживают белок размером ~76 кДа. Подходит для исследований активации тромбоцитов, воспаления и биологии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALOX12 кроличьи пАт
Примечания/Альясы	LOG12; 12-LOX; 12S-LOX; ALOX12
Вид	Человек
GeneID (человек)	239
GeneID	239
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 483-663 человеческого ALOX12 (NP_000688.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18054
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Холодильный пакет