

Моноклональное Антитело К Alox15 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P16050

Артикул: CM0006936

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ALOX15 (12/15-липоксигеназу). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Иммуноген — рекомбинантный белок. Идеально подходит для исследований биосинтеза липидных медиаторов и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к ALOX15
Примечания/синонимы	LOG15; 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; ALOX15
Вид	Человек
GeneID (человек)	246
GeneID	246
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P16050
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом