

Кроличья Поликлональная Антитело Против Alox15 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа - P16050

Артикул: CM0027548

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого ALOX15, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Взаимодействует с человеческим, мышинным и крысиным белками. Идеально подходит для изучения липидных медиаторов, воспаления и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALOX15 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LOG15; 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; ALOX15
Вид	Человек
GeneID (Человек)	246
GeneID	246
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого ALOX15 (NP_001131.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16050
Молекулярный вес белка	75кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент