


Поликлональные Антитела Против Alox15B Для Wb, If/Icc, Elisa - O15296

Артикул: CM0029396



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ALOX15B (15-LOX-2), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA; реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белками. Обнаруживают белок массой 76 кДа, участвующий в перекисном окислении ПНЖК и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALOX15B кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	15-LOX-2; ALOX15B
Вид	Человек
GeneID	247 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого ALOX15B (NP_001132.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15296
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Сумка со льдом