


Моноклональное Антитело Против Alox5 Для Вб, If-P, Ифа - P09917

Артикул: CM0006995



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против ALOX5, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на препаратах (IF-P) и ИФА. Обнаруживает ALOX5 (5-LO) человека, мыши и крысы – ключевой фермент биосинтеза лейкотриенов. Идеально подходит для исследований в области воспаления и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мкАнт против ALOX5
Примечания/алиасы	5-LO, 5LPG, LOG5, 5-LOX, ALOX5
Вид	Человек
GeneID (человек)	240
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 белка ALOX5 человека (NP_000689.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09917
Молекулярная масса белка	78 кДа/71 кДа/74 кДа/61 кДа/56 кДа
Доставка	С холодоэлементом