


Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Alox5 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P09917

Артикул: CM0011637



введение

Высокоспецифичное моноклональное кроличье антитело против человеческого ALOX5 (5-липоксигеназы), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Определяет ALOX5 человека, мыши и крысы (78 кДа). Идеально подходит для исследований воспаления и биосинтеза лейкотриенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб ALOX5
Примечания/синонимы	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; ALOX5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	240
Идентификатор гена	240
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого ALOX5 (P09917)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09917
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом