

## Поликлональное Антитело К Aloxе3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Byj1

Артикул: CM0027075



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ALOXE3 (Эпидермальная липоксигеназа 3), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований кожного барьера и метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | ALOXE3 Кроличье pAb                                                                                                               |
| Примечания/Альтернативные названия | LI5; ARC13; E-LOX; eLOX3; eLOX-3; ALOXE3                                                                                          |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (Человек)                   | 59344                                                                                                                             |
| GeneID                             | 59344                                                                                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого ALOXE3 (NP_067641.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                              |
| SWISS                              | Q9BYJ1                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 81 кДа                                                                                                                            |
| Доставка                           | В термосумке со льдом                                                                                                             |