


Кроличья Поликлональная Антитело Против Альфа-1-Антихимотрипсина (Serpina3) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P01011

Артикул: CM0017500



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого Альфа-1-антихимотрипсина (SERPINA3), валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Ингибирует катепсин G нейтрофилов и химазу тучных клеток, участвует в острой фазе воспаления и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Альфа-1-антихимотрипсин (SERPINA3) кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	ACT; AACT; GIG24; GIG25; Альфа-1-антихимотрипсин (SERPINA3)
Вид	Человек
ID гена (человек)	12
ID гена	12
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 24-423 человеческого Альфа-1-антихимотрипсина (Альфа-1-антихимотрипсин (SERPINA3)) (NP_001076.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01011
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Сумка-холодильник