

Моноклональное Антитело К Анти-Альфа-1-Антитрипсину (Serpina1) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк, Ифа - P01009

Артикул: CM0005644



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого альфа-1-антитрипсина (SERPINA1). Рекombинантный иммуноген (а.к. 25-418). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA. Используется в исследованиях респираторных заболеваний и серпинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Альфа-1-антитрипсин (SERPINA1) кроличье МАТ
Примечания/Псевдонимы	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Альфа-1-антитрипсин (SERPINA1)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5265
ID гена	5265
Иммуноген	Рекombинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-418 человеческого альфа-1-антитрипсина (SERPINA1) (NP_000286.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01009
Молекулярный вес белка	47 кДа
Доставка	Сумка со льдом