

Анти-Альфа-1-Антитрипсин (Serpina1) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - P01009

Артикул: CM0010210



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого Альфа-1-антитрипсина (SERPINA1) для вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходит для исследований ингибиторов протеаз и респираторных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Альфа-1-антитрипсин (SERPINA1) кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Альфа-1-антитрипсин (SERPINA1)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5265
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-418 человеческого Альфа-1-антитрипсина (SERPINA1) (NP_000286.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P01009
Молекулярный вес белка	47 кДа
Доставка	Сумка со льдом