

Анти-Альфа-1-Антитрипсин (Serpina1) Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P01009

Артикул: CM0017339



введение

Альфа-1-Антитрипсин (SERPINA1) Кроличьи rAb — это поликлональные антитела, детектирующие человеческий и мышинный SERPINA1. Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА, они нацелены на ключевой ингибитор сериновых протеаз, участвующий в защите легких. Идеальны для респираторных и воспалительных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Альфа-1-Антитрипсин (SERPINA1) Кроличьи rAb
Примечания/Альтернативные названия	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Альфа-1-Антитрипсин (SERPINA1)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5265
GeneID	5265
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 156-255 человеческого Альфа-1-Антитрипсина (SERPINA1) (NP_000286.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные Антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01009
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	В термосумке со льдом