


Поликлональные Антитела К Альфа-1 Спектрину Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02549

Артикул: CM0017585



введение

Кроличьи поликлональные антитела к альфа-1 спектрину человека (SPTA1), валидированные для методов WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагируют с образцами мыши и крысы. Идеально подходят для исследований цитоскелета и мембран эритроцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к альфа-1 спектрину
Примечания/Синонимы	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; альфа-1 спектрин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6708
GeneID	6708
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 940-1160 альфа-1 спектрина человека (NP_003117.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02549
Молекулярная масса белка	280 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом