


Кроличье Моноклональное Антитело Против Альфа-1 Спектрина Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P02549

Артикул: CM0010988



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого альфа-1 спектрина (SPTA1, P02549). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Необходимо для исследований цитоскелета мембраны эритроцитов.

[Узнать больше](#)

Параметры	Спецификации
Название продукта	Альфа-1 спекtrin кролика мАб
Примечания/Псевдоним	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; альфа-1 спекtrin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6708
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 2300-2400 человеческого альфа-1 спектрина (P02549).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02549
Молекулярный вес белка	280 кДа
Доставка	Ледяной пакет