

Моноклональное Антитело Против Альфа-2-Макроглобулина (A2M) Для Вестерн-Блоттинга, Иф-П, Игх-П, Ифа - P01023

Артикул: CM0008560



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Альфа-2-Макроглобулин (A2M) — ключевой ингибитор протеаз. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии в парафиновых срезах и ИФА. Работает с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для изучения механизмов ингибирования протеиназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Альфа-2-Макроглобулин (A2M) Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	A2MD, CPAMD5, FWP007, S863-7, Альфа-2-Макроглобулин (A2M)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2
GeneID	2
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1200-1300 человеческого A2M (P01023)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция в парафине (IF-P), Иммуногистохимия в парафине (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01023
Молекулярная масса белка	163 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом