

Антитела К Anti-Alpha-2-Macroglobulin (A2M), Поликлональные Кроличьи, Для Wb, Elisa - P01023

Артикул: CM0014902



введение

Поликлональные кроличьи антитела к Alpha-2-Macroglobulin (A2M), валидированные для WB и ELISA; обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный A2M. Используются в исследованиях ингибирования протеаз. UniProt P01023.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Alpha-2-Macroglobulin (A2M) кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	A2MD; CPAMD5; FWP007; S863-7; Alpha-2-Macroglobulin (A2M)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2
GeneID	2
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1155-1474 человеческого Alpha-2-Macroglobulin (A2M) (NP_000005.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01023
Молекулярный вес белка	163 кДа
Доставка	Со льдом