


Моноклональное Антитело Против Альфа + Бета Синуклеина Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Elisa - P37840 / Q16143

Артикул: CM0010481



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого альфа + бета синуклеина (P37840/Q16143) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований болезни Паркинсона и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к альфа + бета синуклеину
Примечания/Альтернативные названия	NACP; PARK1; PARK4; PD1; альфа + бета синуклеин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6620/6622
GeneID	6622/6620
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого альфа + бета синуклеина (P37840).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37840/Q16143
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом