

Моноклональное Антитело Против Альфа-Фетопротеина (Афп) Для Вб, Ифа — P02771

Артикул: CM0006798



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, специфичное к белку альфа-фетопротеина (АФП) человека. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (ВБ) и ИФА. Обнаруживает полосу размером ~69 кДа. Идеально подходит для исследований биомаркеров рака и пренатальной диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к альфа-фетопротеину (АФП)
Примечания/алиасы	AFPD; FETA; HPAFP; Альфа-фетопротеин (АФП)
Вид	Человек
ID гена (человек)	174
ID гена	174
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02771
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом