

Моноклональное Антитело Против Альфа-Фетопротеина (Afp) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - P02771

Артикул: CM0004733



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого альфа-фетопротеина (AFP), валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Идеально подходит для исследований биомаркеров рака печени и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Альфа-фетопротеин (AFP) кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	AFPD; FETA; HPAFP; Альфа-фетопротеин (AFP)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	174
GeneID	174
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-609 человеческого альфа-фетопротеина (AFP) (NP_001125.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02771
Молекулярный вес белка	69 кДа
Доставка	В ледяном пакете