

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Альфа-Фетопротеина (Афп) Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P02771

Артикул: CM0014059



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого альфа-фетопротеина (АФП), подходящие для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным антигеном. Обнаруживают полосу размером 69 кДа. Идеально подходят для исследований в области биологии развития и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к альфа-фетопротеину (АФП)
Примечания/псевдонимы	AFPD; FETA; HPAFP; Альфа-фетопротеин (АФП)
Вид	Человек
ID гена (человек)	174
ID гена	174
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 360-609 человеческого альфа-фетопротеина (АФП) (NP_001125.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02771
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	С ледяным пакетом