


Поликлональное Антитело Против Альфа-Фодрина Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Срезях, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - Q13813

Артикул: CM0017102



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий альфа-фодрин (SPTAN1). Подтверждено для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА; перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально для исследований цитоскелета и секреции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к альфа-фодрину, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	DEE5; NEAS; EIEE5; SPTA2; Альфа-фодрин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6709
GeneID	6709
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 950-1130 человеческого альфа-фодрина (NP_001123910.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13813
Молекулярная масса белка	285 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом