


Кроличье Моноклональное Антитело Против Альфа-Фодрина Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q13813

Артикул: CM0007604



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого альфа-фодрина (SPTAN1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА с кросс-реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований цитоскелета и разработки IVD-тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к альфа-фодрину
Примечания/Альтернативные названия	DEE5; NEAS; EIEE5; SPTA2; Alpha Fodrin
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6709
ID гена	6709
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого альфа-фодрина (Q13813).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13813
Молекулярная масса белка	285 кДа
Доставка	В термосумке со льдом