

Поликлональные Антитела Против Альфа-Интернексина Для ВБ, Ифа - Q16352

Артикул: CM0027595

введение

Кроличьи поликлональные антитела к альфа-интернексину (NF-66, NEF5) валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают альфа-интернексин человека и мыши — нейрональный промежуточный филаментный белок. Подходит для исследований в области нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Альфа-интернексин кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	NEF5; NF66; NF-66; TXBP-1; Alpha Internexin
Вид	Человек
ID гена (человек)	9118
ID гена	9118
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 13-300 альфа-интернексина человека (Q16352)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q16352
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Айс-пак