

Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Против Альфа-Интерниксина Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — Q16352

Артикул: CM0008489

введение

Высококачественное мышиное моноклональное антитело кролика против человеческого альфа-интерниксина (INA, Q16352), валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нейронных промежуточных филаментов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное моноклональное антитело кролика к альфа-интерниксину
Примечания/синонимы	NEF5; NF66; NF-66; TXBP-1; альфа-интерниксин
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9118
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350–450 человеческого альфа-интерниксина (Q16352).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16352
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом