

Моноклональное Антитело Против Альфа-Саркогликана (Sgca) Для Вб, Иф, Игх-П, Ифа — Q16586

Артикул: CM0003401

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому альфа-саркогликану (SGCA, 50DAG, адалин). Валидировано для ВБ, ИФ на препаратах, ИГХ на парафиновых срезах, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Направлено на гликопротеин массой 43 кДа, ассоциированный с дистрофином, который критически важен для стабильности мембраны мышечных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Альфа-саркогликан (SGCA), кроличье моноклональное антитело
Примечания/Алиасы	ADL; DAG2; 50DAG; DMDA2; LGMD2D; LGMDR3; SCARMD1; адалин; alpha Sarcoglycan (SGCA)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6442
GeneID	6442
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q16586
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим