

Кроличья Поликлональная Антитело Против Альфа-Саркогликана (Sgca) Для Wb, If/Icc, Elisa — Q16586

Артикул: CM0026439

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого альфа-саркогликана (SGCA), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реактивность с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований мышечных заболеваний и сарколеммы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	alpha Sarcoglycan (SGCA) кроличья поликлональная антитело (pAb)
Примечания/Алиасы	ADL; DAG2; 50DAG; DMDA2; LGMD2D; LGMDR3; SCARMD1; адалин; alpha Sarcoglycan (SGCA)
Вид	Человек
GeneID (человек)	6442
GeneID	6442
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот с 60 по 290 человеческого альфа-саркогликана (alpha Sarcoglycan (SGCA)) (NP_000014.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16586
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодовой пакет