

Моноклональное Антитело Против Alpha Snap Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P54920

Артикул: CM0003174

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Alpha SNAP (NAPA). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований везикулярного транспорта и мембранного траффика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Alpha SNAP Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	SNAPA; Alpha SNAP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8775
ID гена	8775
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 201-295 человеческого Alpha SNAP (P54920)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54920
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом