

## Поликлональное Антитело Против Alpha Snap Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P54920

Артикул: CM0030604

### введение

Поликлональное антитело кролика против Alpha SNAP от CamelBio (P54920) предназначено для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии в парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Оно перекрестно реагирует с Alpha SNAP человека, мыши и крысы, ключевым медиатором везикулярного транспорта между эндоплазматическим ретикулумом и аппаратом Гольджи.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Поликлональное антитело кролика против Alpha SNAP (pAb)                                                                                    |
| Примечания/Альтернативные названия | SNAPA; Alpha SNAP                                                                                                                          |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                    |
| GeneID (Человек)                   | 8775                                                                                                                                       |
| GeneID                             | 8775                                                                                                                                       |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-295 белка Alpha SNAP человека (NP_003818.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                    |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ в парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)                                                                       |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                       |
| SWISS                              | P54920                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка           | 33 кДа                                                                                                                                     |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                          |