


Моноклональное Антитело Против Альфа-Синуклеина Для Wb, If, Ihc-P, Elisa - P37840

Артикул: CM0002638



введение

Это кроличье моноклональное антитело к альфа-синуклеину человека (SNCA). Проверено для WB, IF, IHC-P, ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований в области нейробиологии и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	α-Синуклеин Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Вид	Человек
Идентификатор гена	6622
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 59-140 α-синуклеина человека (NP_000336.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37840
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом